



TitraVer EDTA, náplň pro digitální titrátor, 0,0800 M

Kat. číslo produktu:

1436401

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Titrační roztok připravený k okamžitému použití, pro stanovení tvrdosti (Ca) a celkové tvrdosti, 10 - 160 mg/L CaCO₃.

Technické údaje

Číslo metody:	8204
Metoda:	EDTA (ManVer® 2)
Parametr:	Tvrdost, celková
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Titrační roztok:	0,0800 M EDTA

Požadované příslušenství

- Digitální titrátor s plastovým kufříkem (Item 1690001)