



Oxid křemičitý, sada reagensů, 0,010 - 1,600 mg/L SiO₂

Kat. číslo produktu:

2346800

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení oxidu křemičitého, metoda s heteropolymerovou modří. Pro 25mL vzorek. 100 testů

Technické údaje

Číslo metody:	8186
Metoda:	Heteropolymerová modř
Parametr:	Oxid křemičitý
Počet testů:	100
Přístroj:	DR/2000
Rozsah měření:	0,010 - 1,600 mg/L SiO ₂
Speciální funkce:	LR, 25 mL
Stojan na vzorek:	25 mL