



SulfaVer 4, sírany, reagencie, polštářky s práškem, 2 - 70 mg/L SO₄

Kat. číslo produktu:

1206599

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení síranů. Pro 25mL vzorky. 100 ks/1 balení

Technické údaje

Číslo metody:	8051
Metoda:	SulfaVer 4
Obsah balení:	100 /pk
Parametr:	Sírany
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Popis:	SulfaVer 4, sírany, reagencie, polštářek s práškem, 25 mL
Přístroj:	DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Reference method:	USEPA 375.4
Rozsah měření:	2 - 70 mg/L SO ₄
Soulad s EPA:	Ano
Vysvětlivka:	*Přístroj DR 5000 obsahuje stejné metody jako přístroj DR 4000. Přístroj DR 2800 obsahuje tytéž metody jako přístroje DR 2700, DR 2500 a DR 2400. Existují však některé výjimky.