



Sada činidel pro stanovení sulfidů, 5-800 µg/L S²⁻

Kat. číslo produktu:

2244500

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení sulfidů metodou methylenové modři (kolorimetrická). 100 testů

Technické údaje

Číslo metody:	8131
Metoda:	Methylenová modř
Parametr:	Sulfidy
Platforma:	Roztok
Počet testů:	100
Přístroj:	Vše s výjimkou PC II
Rozsah měření:	5 - 800 µg/L S ²⁻