



Sada činidel pro stanovení kyanidů, polštářky s práškem, 0,002-0,240 mg/L CN

Kat. číslo produktu:

2430200

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková činidla v zataveném balení pro stanovení kyanidů, metoda pyridin-pyrazalon. Pro 10 mL vzorek. 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8027
Metoda:	Pyridin-pyrazalon
Parametr:	Kyanidy
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Rozsah měření:	0,002 - 0,240 CN ⁻
Stojan na vzorek:	10 mL