



Sada kalibračních standardů turbidity Stablcal pro turbidimetr 2100P

Kat. číslo produktu:

2659405

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Čtyři stabilizované primární formazinové standardy připravené k použití. Sada obsahuje zatavené kyvety od každého standardu: <0,1 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU.

Technické údaje

Koncentrace:	< 0,1, 20, 100, 800 NTU
Obsah balení:	Sada 4 zatavených kyvet
Parametr:	Zákal
Přístroj:	2100P