



NitraVer 5 Činidlo pro stanovení dusičnanů, polštářky s práškem, 0,3-30 mg/L NO₃-N

Kat. číslo produktu:

2106169

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Práškové reagentie v zatavených sáčcích pro stanovení dusičnanů metodou redukce kadmia. Pro 10mL vzorek, 100 kusů.

Technické údaje

Číslo metody:	8039 HR
Metoda:	Redukce kadmia
Obsah balení:	100 /1 balení
Parametr:	Dusičnany
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Podmínky skladování:	10 °C - 25 °C
Popis:	Činidlo NitraVer 5 pro stanovení dusičnanů, polštářky s práškem, 10 ml HR, MR
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/3000, DR/2010, DR/2000
Reference method:	SM 4500-NO ₃ -B
Rozsah měření:	0,3 - 30,0 mg/L NO ₃ -N
Rozsah měření (2):	0,1 - 10,0 mg/L NO ₃ -N