



Kyanurát amoniaku, reagencie, polštářky s práškem (100 ks)

Kat. číslo produktu:

2653199

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení amoniaku (salicylanová metoda), 0,01 - 0,50 mg/L NH₃-N.

Technické údaje

Metoda:	Salicylan
Obsah balení:	100 /pk
Parametr:	Amoniak
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100