



TNT pro dusitan, 0,002 - 0,500 mg/L NO₂-N

Kat. číslo produktu:

2608345

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetový test (Ø 16 mm) kompletně vybavený všemi reagensiemi, optimalizovaný pro spolehlivé výsledky měření a snadnou manipulaci.
TNT = Test 'N Tube Pro stanovení dusitanů metodou diazotace. 50 testů

16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obraťte na místní tým technické podpory.

Produkty Test 'N Tube umožňují bezpečné, pohodlné testování

16 mm kyvety s víčkem představují uzavřený systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všechny nezbytné reagensie a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metody:	10019
Metoda:	Diazotace
Parametr:	Dusitany
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testů:	50
Popis:	Sada reagensií TNT NitriVer 3
Rozsah měření:	0,003 - 0,500 mg/L NO ₂ -N
Zvláštní poznámky:	16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obraťte na místní tým technické podpory.