



Ozon Accuvac, LR, 0,01-0,25 mg/L O₃

Kat. číslo produktu:

2516025

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Ampule Accuvac obsahují přesné množství činidla pro jeden test a lze je použít jako měřicí kyvetu. Pro stanovení ozonu metodou Indigo. 25 ks/1 balení

Rychlé

Ampule Accuvac poskytují rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtěte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagentie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagentie.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentií nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	8311
Metoda:	Indigo
Parametr:	Ozon
Platforma:	Accuvac
Počet testů:	25
Popis:	Ozon AccuVac, nízký rozsah
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/820
Rozsah měření:	0,01 - 0,25 mg/L O ₃