



Fosforečnany, celkový obsah, TNT, 0,06 - 3,5 mg/L PO₄

Kat. číslo produktu:

2742645

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetový test (Ø 16 mm) kompletně vybavený všemi reagensiemi, optimalizovaný pro spolehlivé výsledky měření a snadnou manipulaci.
TNT = Test 'N Tube

16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obraťte na místní tým technické podpory.

Produkty Test 'N Tube umožňují bezpečné, pohodlné testování

16 mm kyvety s víčkem představují uzavřený systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všechny nezbytné reagensie a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metody:	8190
Metoda:	PhosVer 3 s mineralizací s persíranem v kyselém prostředí
Parameter:	Total Phosphorous
Parametr:	Fosforečnany, celkový obsah
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testů:	25 - 50
Podmínky skladování:	10 - 25 °C
Požadovaný rozklad:	Ano
Reference method:	SM 4500 P-E
Rozsah měření:	0,06 - 3,50 mg/L PO ₄
Zvláštní poznámky:	16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obraťte na místní tým technické podpory.