



Fosforečnany, celkový obsah, TNT, 1,0 - 100 mg/L PO₄

Kat. číslo produktu:

2767245

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetový test (Ø 16 mm) kompletně vybavený všemi reagensiemi, optimalizovaný pro spolehlivé výsledky měření a snadnou manipulaci.
TNT = Test 'N Tube

16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory.

Produkty Test 'N Tube umožňují bezpečné, pohodlné testování

16 mm kyvety s víčkem představují uzavřený systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všechny nezbytné reagensie a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metody:	10127
Metoda:	Molybdenan-vanadičnan s mineralizací persíranem v kyselém prostředí
Parameter:	Total Phosphorous
Parametr:	Fosforečnany, celkový obsah
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testů:	25 - 50
Podmínky skladování:	10 - 25 °C
Požadovaný rozklad:	Ano
Rozsah měření:	1,0 - 100 mg/L PO ₄
Zvláštní poznámky:	16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory.