



Peroxodisíran draselný, reagentie, polštářky s práškem, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

2084769

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Prášková reagentie v zatavených sáčkích pro stanovení fosfonátů a celkových fosforečnanů, TNT.

Technické údaje

Metoda:	Persíran, oxidace
Obsah balení:	100 /pk
Parametr:	Fosfonáty, celkový fosfor
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100