



ARSENIC TEST KIT

Kat. číslo produktu: 2822800

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Hach's most economical test kit for determination of arsenic levels.

Simple, economical kit for measuring arsenic levels in the field

Provides fast, reliable results in 20 minutes

Technické údaje

Hmotnost:	1.13 kg
Nejmenší dílky přírůstku:	Steps: 0, 35, 75, 175, 1,500, 4,000 ppb
Parametr:	Arsenic
Platforma:	Test Strip
Počet testů:	100
Rozsah měření:	0 - 500 ppb As
Rozsah měření (2):	0 - 4000 ppb As
Smallest increment:	Steps: 0, 10, 25, 50, 250, 500 ppb
Styl kufříku:	D
Typ testovací soupravy:	Test Strip (EZ)‡
Vysvětlivka:	*mg/L unless otherwise noted; ppb = µg/L; ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.