



Údržbová sada pro analyzátor křemíku 5500 sc, 6kanálový

Kat. číslo produktu:	6788303
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Údržbová sada obsahuje: vzduchový filtr, hadičky, barevné uzávěry lahví, kyveta pro kolorimetr, míchací tyčinka, instalační materiál, snímač tlaku, zpětné ventily, sestava kapilár, filtr ventilátoru, štítky, pokyny pro uživatele

Technické údaje

Jaký je obsah balení:	Vzduchový filtr, hadičky, barevné uzávěry lahví, kyveta pro kolorimetr, míchací tyčinka, instalační materiál, snímač tlaku, zpětné ventily, sestava kapilár, filtr ventilátoru, štítky, pokyny pro uživatele
Product Kit:	5500 sc analyzátor křemíku, 6kanálový

Jaký je obsah balení

Vzduchový filtr, hadičky, barevné uzávěry lahví, kyveta pro kolorimetr, míchací tyčinka, instalační materiál, snímač tlaku, zpětné ventily, sestava kapilár, filtr ventilátoru, štítky, pokyny pro uživatele