



Kyveta na vzorek: 1-palcová hranatá skleněná, 2 ks

Kat. číslo produktu: 2495402
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Příslušenství pro spektrofotometry/spektrální měření kapalin.

Dodávají se jako spárované kyvety.

Použití v kombinaci se spektrofotometry Hach

Spektrofotometry Hach, chemikálie a metody Hach jsou navrženy, vyvinuty a vyráběny tak, aby optimalizovaly vaše výsledky.

Technické údaje

Délka optické dráhy:	1 palcová hranatá
Hmotnost:	0.072 kg
Materiál:	Sklo
Obsah balení:	2 ks spárované
Vysvětlivka:	1 pár kyvet je přibalen k dodávce přístrojů DR 5000 UV-VIS, DR 3800, DR 2800 nebo spektrofotometru DR 2700

Požadované příslušenství

- Stopper, neoprene, solid, size 1, 12/pk (Item 1480801)