



Pipeta, variabilní, objem 0,1-1,0 mL

Kat. číslo produktu:

BBP078

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Jednokanálové pipety Hach s variabilním objemem a vytlačení vzduchu se vyznačují robustní konstrukcí, komfortní ergonomií, tenkou odhazovací špičkou a ovládáním jednou rukou. Vynikající přesnost s nastavením v přírůstcích po 5 µL (0,005 mL). Ideální pro použití s reagensy Hach LCK. Dodávány s kalibračním certifikátem a nářadím k údržbě.

Špičky k pipetám se prodávají samostatně (BBP079).

Technické údaje

Jaký je obsah balení:

Pipeta 0,1 - 1,0 mL, nástroj pro údržbu, kalibrační certifikát, základní manuál.

Špičky nejsou součástí balení a je nutné je zakoupit samostatně.

Obsah balení:

1 každá

Jaký je obsah balení

Pipeta 0,1 - 1,0 mL, nástroj pro údržbu, kalibrační certifikát, základní manuál. Špičky nejsou součástí balení a je nutné je zakoupit samostatně.