



Sada 2 pipet, variabilní objem, včetně špiček

Kat. číslo produktu:

LZP320

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Výhodné balení, sestávající ze dvou variabilních pipet: BBP078 (0,1–1,0 mL) a BBP065 (1,0–5,0 mL) včetně špiček

Technické údaje

Jaký je obsah balení:

BBP078 Variabilní pipeta 0,1 - 1,0 mL

BBP079 Pipetové špičky pro BBP078, 100 ks/bal.

BBP065 Variabilní pipeta 1,0 - 5,0 mL

BBP068 Pipetové špičky pro BBP065, 75 ks/bal.

Obsah balení:

1 každá

Stojan na vzorek:

0,1–1,0 mL / 1,0–5,0 mL

Jaký je obsah balení

BBP078 Variabilní pipeta 0,1 - 1,0 mL BBP079 Pipetové špičky pro BBP078, 100 ks/bal. BBP065 Variabilní pipeta 1,0 - 5,0 mL BBP068 Pipetové špičky pro BBP065, 75 ks/bal.