



Kapesní kolorimetr POCKET II Kolorimetr 500 nm

Kat. číslo produktu: 5870050

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Navrhované náhrady:
• LPV445.99.50110

Malý velikostí, velký na analýzu, s odolností proti vodě

Robustní a spolehlivý filtrový fotometr se specifickou vlnovou délkou. Uživatelsky programovatelný. V přepravním kufříku, společně s bateriemi, kyvetami a návodem k použití.

Generic POCKET Colorimeter II Instruments are intended for applications not included in standard analysis systems. They are available in a range of wavelengths appropriate for many custom calibrations. In addition to the factory absorbance calibration (0-2.5 A), the instruments offer two user-entered, two-point, linear calibrations, and provide a choice of either 0.00 to 2.55 or 0.0 to 99.0 for the display value.

Jednoduché: všechny funkce jsou dostupné prostřednictvím pouhých čtyř tlačítek

Napájení: provoz na baterie pro maximálně 2 000 testů

Čitelné odečty i v obtížných podmínkách, díky osvětlení a velkým číslicím na displeji

Spolehlivé výsledky bez připojení k elektrické síti

Robustní konstrukce, ale nízká hmotnost

Technické údaje

Certifikáty:	European CE mark
Délka dráhy kyvety na vzorek:	1 cm 25 mm
Detektor:	Křemíkový detektor
Displej:	LCD, podsvícený
Hmotnost:	0.23 kg
Jaký je obsah balení:	Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.
Lamp Type:	Dioda LED (Light Emitting Diode)
Parametr:	Wavelength specific, 500 nm
Počet testů:	Up to 18
Přesnost vlnové délky:	Fixní vlnová délka ± 2 nm liší se u jednotlivých modelů
Rozměry (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Stupeň krytí:	IP67 (vyjma prostoru pro baterie)
Vlnová délka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Jaký je obsah balení

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.