



2100N IS Laboratorní turbidimetr, ISO, 230 V

Kat. číslo produktu: 4790002

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Navrhované náhrady:

- LPV444.99.00120

Technické údaje

Certifikáty:	UL/CSA/CE
Čištění vzduchem:	0.1 scfm při 69 kPa , spojka pro 1/8-palcovou hadičku, maximálně 138 kPa. Suchý dusík nebo přístrojový vzduch.
Doba odezvy:	6,8 s s vypnutým průměrováním signálu; 14 s se zapnutým průměrováním signálu
Doba stabilizace:	Okamžité
Hmotnost:	3.77 kg
Jaký je obsah balení:	Přístroj, kyvety na vzorky, kalibrační standardy StablCal v zatavených ampulích, silikonový olej, utěrka na čištění kyvet, protiprachový kryt, návod, napájecí kabel se zástrčkou pro kontinentální Evropu.
Jazyky manuálu:	Angličtina, francouzština, němčina
Kompatibilita kyvet:	25 mm kulatá; 12, 13, 16, a 19 mm kulatá s volitelnou sadou kyvet. adaptéru
Lamp Type:	Dioda LED 860 ± 30 nm
Max. provozní vlhkost:	90 %
Možnosti napájení:	230 V AC s EU napájecím kabelem
Norma:	ISO 7027
Objem vzorku:	20 mL s 25mm kyvetou na vzorky
Obsahuje:	Přístroj, kyvety na vzorky, kalibrační standardy StablCal, silikonový olej, utěrka na čištění kyvet, protiprachový kryt, návod, napájecí kabel se zástrčkou pro kontinentální Evropu.
Opakovatelnost:	± 1 % větší hodnota
Podmínky skladování:	-40 °C - 60 °C
Přesnost:	± 2 % z hodnoty plus 0,01 FNU/NTU
Provozní teplotní rozsah:	0 - 40 °C
Režim měření:	FNU, NTU
Rozhraní:	Sériové RS232 (obousměrné)
Rozměry (V x Š x H):	156 mm x 400 mm x 305 mm
Rozsah měření:	0 - 9.99 NTU Režim NTU, manuální
Sériový vstup rozhraní:	Sériové rozhraní RS232 (obousměrné)
Síťové napájení:	115 - 230 VAC; 50 to 60 Hz; 60 VA maximum

Typ displeje:	Displej LED s 8 číslicemi
Uživatelské rozhraní:	Tlačítko
Zdroj světla:	Dioda LED 860 ± 30

Jaký je obsah balení

Přístroj, kyvety na vzorky, kalibrační standardy StablCal v zatavených ampulích, silikonový olej, utěrka na čištění kyvet, protiprachový kryt, návod, napájecí kabel se zástrčkou pro kontinentální Evropu.