



Stablcal Certifikovaný kalibrační standard 800 mNTU pro FILTERTRAK 660

Kat. číslo produktu:

2788453

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Pro 1-bodovou a 2-bodovou kalibraci. Láhev 1 l.

Technické údaje

Koncentrace:	800 mNTU
Obsah balení:	1 L
Parametr:	Turbidity
Podmínky skladování:	Store between 5 - 25 °C, away from direct sunlight
Rozsah měření:	N/A