



Tužkový tester ORP Pocket Pro

Kat. číslo produktu: 9531100
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Eliminujte odhady při měření.

Modely Hach Pocket Pro a Pro+ poskytují přesné výsledky, mají vestavěnou diagnostiku, vyměnitelné baterie a velkou, snadno čitelnou LCD obrazovkou.

Důvěra ve výsledky

Díky vestavěné diagnostice eliminujete odhady, kdy kalibrovat nebo vyčistit senzor

Úspora času a nákladů

Snadno vyměnitelné baterie AAA a šikovně řešená vzorkovnice zjednodušují údržbu i měření.

Snadné použití

Velká obrazovka LCD je snadno čitelná a u modely s vyměnitelným senzorem jsou vybaveny podsvícením, které umožňuje měření v téměř libovolném prostředí

Technické údaje

Jaký je obsah balení:	Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk a stručný návod.
Jazyky manuálu:	angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština
Kalibrace:	Automaticky
Objem vzorku:	7 ml
Parametr:	ORP
Podsvícení:	Ne
Požadavky na baterie:	4, AAA
Přesnost:	± 2 mV
Provozní teplotní rozsah:	0 - 50 °C
Rozlišení:	1 mV
Rozsah:	± 999 mV
Stupeň krytí IP krytu:	IP67
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk a stručný návod.