



Tužkový tester Pocket Pro teplota

Kat. číslo produktu: 9531700
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Eliminujte odhady při měření.

Modely Hach Pocket Pro a Pro+ poskytují přesné výsledky, mají vestavěnou diagnostiku, vyměnitelné baterie a velkou, snadno čitelnou LCD obrazovkou.

Důvěra ve výsledky

Díky vestavěné diagnostice eliminujete odhady, kdy kalibrovat nebo vyčistit senzor

Úspora času a nákladů

Snadno vyměnitelné baterie AAA a šikovně řešená vzorkovnice zjednodušují údržbu i měření.

Snadné použití

Velká obrazovka LCD je snadno čitelná a u modely s vyměnitelným senzorem jsou vybaveny podsvícením, které umožňuje měření v téměř libovolném prostředí

Technické údaje

Jaký je obsah balení:	Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk a stručný návod.
Jazyky manuálu:	angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština
Parametr:	Teplota
Podsvícení:	Ne
Požadavky na baterie:	4, AAA
Přesnost:	1 °C
Provozní teplotní rozsah:	0 - 50 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Rozsah:	-15 – 170 °C
Stupeň krytí IP krytu:	IP67
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk a stručný návod.