



Tužkový tester Pocket Pro salinita

Kat. číslo produktu: 9531600
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Eliminujte odhady při měření.

Modely Hach Pocket Pro a Pro+ poskytují přesné výsledky, mají vestavěnou diagnostiku, vyměnitelné baterie a velkou, snadno čitelnou LCD obrazovkou.

Důvěra ve výsledky

Jednoduché kroky kalibrace eliminují odhady při kalibraci senzoru, díky tomu se uchová v optimálním stavu.

Úspora času a nákladů

Snadno vyměnitelné baterie AAA a šikovně řešená vzorkovnice zjednodušují údržbu i měření.

Snadné použití

Velká obrazovka LCD je snadno čitelná; modely Pocket Pro⁺ jsou vybaveny podsvícením, což umožňuje měření při téměř jakémkoli osvětlení.

Technické údaje

Jaký je obsah balení:	Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk a stručný návod.
Jazyky manuálu:	angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština
Objem vzorku:	7 ml
Parametr:	Salinita, teplota
Podsvícení:	Ne
Požadavky na baterie:	4, AAA
Přesnost:	1% rozsahu
Provozní teplotní rozsah:	0 - 50 °C
Rozlišení:	0,01 ppt
Rozsah:	0 – 10,00 ppt
Stupeň krytí IP krytu:	IP67
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk a stručný návod.