



Intellical PHC101 laboratorní nízkoúdržbová gelová pH elektroda, 1m kabel

Kat. číslo produktu: PHC10101

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Intellical PHC101 je digitální kombinovaná pH elektroda s vestavěným teplotním čidlem. PHC101 má díky jednoduchému otevřenému můstku bez možnosti doplnění gelu nízké nároky na údržbu. Laboratorní verze této pH elektrody je odolná proti nárazu díky epoxidovému plastovému tělu, chránícímu citlivou skleněnou baňku. Elektroda je dostupná s kabelem o délce 3 nebo 1 m. Elektroda PHC101 je ideální pro měření pH v odpadních vodách, pitné vodě a v běžných aplikacích pro kontrolu kvality vody. Elektroda PHC101 není vhodná pro použití s organickými rozpouštědly nebo vzorky o hodnotě pH nižší než 2.

Elektroda Intellical PHC101 poskytuje rychlou, stabilní odezvu v odpadních vodách

Jedinečná elektroda s pevným gelem a otevřeným solným můstkem speciálně navržená pro měření pH v odpadních vodách.

Digitální pH elektroda Intellical poskytuje maximální sledovatelnost v historii měření.

Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historie kalibrace, parametr a sériové číslo pH elektrody.

Digitální pH elektroda Intellical upozorní uživatele na nutnost překalibrování.

Poskytuje nejspolehlivější a nejpresnější výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Digitální pH elektrodu Intellical lze kombinovat s více přístroji bez nutnosti opakování kalibrace nebo opětovného zadání parametrů měření.

Ideální pro prostředí s více uživateli a s více laboratorními a přenosnými přístroji řady HQD.

Technické údaje

Aplikace:	Clean & Dirty Samples
Délka:	175 mm
Délka kabelu:	1 m
Hmotnost:	0,1 kg
Jaký je obsah balení:	Laboratorní pH elektroda Intellical PHC101 s lahví skladovacího roztoku, 1m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Method Type:	Terénní: referenční prvek bez možnosti doplnění gelu
Parametr:	pH
Přesnost:	±0,02 pH
Přesnost teploty:	±0,3 °C
Product Kit:	Model: PHC101
	Zahrnuté příslušenství: žádné
Reference system:	Ag/AgCl
Rozlišení:	0,001/0,01/0,1
Rozlišení teploty:	0,1 °C

Rozsah měření:	pH 2–14
Sada?:	Ne
Sensor material:	Epoxid
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH při pH 12,6 v 1M NaOH
Solný můstek:	Otevřený solný můstek
Speciální funkce:	Dvojitý solný můstek
Teplotní rozsah:	0 - 50 °C
Termistor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Požadovaný parametr: pH
	Minimální hloubka vzorku (mm): 20
Typ elektrody:	Standard
Typ senzoru:	pH skleněná
Záruka:	6 měsíců

Jaký je obsah balení

Laboratorní pH elektroda Intellical PHC101 s lahví skladovacího roztoku, 1m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.