



Be Right™



Sension+ stolní vodivostní cela s automatickou teplotní kompenzací, 5070, platinová elektroda, plastové tělo se sklem

Kat. číslo produktu: LZW5070.97.0002
CZK Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Vodivostní cela s Pt elektrodami a skleněným tělem. Konstanta cely $C = 1 \text{ cm}^{-1}$. Automatická teplotní kompenzace. 1m kabel. Pro stolní měřicí přístroj.

Měřicí rozsah $0,2 \text{ } \mu\text{S/cm} - 200 \text{ mS/cm}$, $0 - 80 \text{ } ^\circ\text{C}$.

Sonda je vhodná pro všeobecné použití.

Built in Pt1000 for automatic temperature compensation.

Technické údaje

Délka:	130 mm
Délka kabelu:	1 m
Konektor:	RJ45 (phone)
Materiál:	Tělo sondy: vnější strana: polykarbonát; vnitřní strana: sklo
Parametr:	Konduktivita
Plnicí roztok:	-
Přesnost:	$0,50 \text{ } \%$ EC a RL
Rozměry (H x D):	12 mm x 130 mm
Rozsah měření:	$0,2 \text{ } \mu\text{S/cm} - 200 \text{ mS/cm}$
Solný můstek elektrody:	-
Teplotní rozsah:	$0 - 80 \text{ } ^\circ\text{C}$
Teplotní senzor:	Pt 1000
Termistor:	Pt1000
Typ:	Laboratorní
Typ elektrody:	Laboratorní
Typ senzoru:	3-pólová platinová, $k = 0,7 \text{ cm}^{-1}$