



Sension+ přenosná pH elektroda s automatickou teplotní kompenzací, 5050T pro PH1, obecné aplikace, plastové tělo

Kat. číslo produktu: LZW5050T.97.002

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Nízkonákladová gelová pH elektroda s keramickou diafragmou. Automatická teplotní kompenzace. Polykarbonátové tělo. Rozsah 0–14 pH, 0–80 °C. 1m kabel. Pro přenosné měřicí přístroje.

Tato pH elektroda s nízkými nároky na údržbu je vhodná pro měření ve vodných roztocích v obecných aplikacích. Skladovací ochranný kryt chrání diafragmu před poškozením a nadměrným tlakem.

Ergonomické a robustní

Integrované teplotní čidlo

Nízké nároky na údržbu

Technické údaje

Délka:	85 mm
Délka kabelu:	1 m
Konektor:	Sension+ MP5
Materiál:	Tělo elektrody: polykarbonát
Parametr:	pH
Plnicí roztok:	Gel bez možnosti doplnění
Přesnost:	0,02 pH s pH1 metrem
Rozměry (H x D):	12 mm x 85 mm
Rozsah měření:	0 - 14 pH
Solný můstek elektrody:	Keramický
Teplotní rozsah:	0 - 80 °C
Termistor:	Pt1000
Typ:	Přenosné
Typ elektrody:	Přenosná
Typ senzoru:	Sklo
Záruka:	6 měsíců