



Skleněná kyveta na vzorky pro laboratorní turbidimetry, 30 mL, 6 kusů s víčky

Kat. číslo produktu: 2084900
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Pro použití s turbidimetry 2100 N, 2100 AN a Lab RATIO s víčky

Technické údaje

Hmotnost:	0.2 kg
Materiál:	Sklo
Objem vzorku:	30 mL
Obsahuje:	6 kyvet s víčky
Vysvětlivka:	Pro použití s laboratorními turbidimetry Hach Ratio 18900, 2100 N a 2100 AN.