



2100AN Laboratorní turbidimetr, USEPA 180.1, 230 V

Kat. číslo produktu: 4700102

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Navrhované náhrady:

- LPV444.99.00320
- LPV444.99.00310

Technické údaje

Absorbance:	0.001 Abs v nejnižším rozsahu
Certifikáty:	UL/CSA
Čištění vzduchem:	0.1 scfm při 69 kPa , spojka pro 1/8-palcovou hadičku, maximálně 138 kPa. Suchý dusík nebo přístrojový vzduch.
Doba odezvy:	6,8 s s vypnutým průměrováním signálu 14 s se zapnutým průměrováním signálu
Doba stabilizace:	30 min se zapnutým RATIO
Hmotnost:	3.77 kg
Jaký je obsah balení:	Přístroj, kyvety na vzorky, kalibrační standardy StablCal v zatavených ampulích, silikonový olej, utěrka pro čištění kyvet, protiprachový kryt, návod, napájecí kabel se zástrčkou NA, sestava filtru EPA, sestava 455 nm filtru, papír do tiskárny.
Jazyky manuálu:	Angličtina, španělština, němčina
Kompatibilita kyvet:	25 mm kulatý
Lamp Type:	Halogenová
Max. provozní vlhkost:	90 %
Možnosti napájení:	230 V AC s EU napájecím kabelem
Norma:	Metoda USEPA 180.1
Objem vzorku:	30 mL s 25 mm kyvetou na vzorky 2,5 ml s 12 mm 3,5 ml s 13 mm 5 ml s 16 mm 7 ml s 19 mm
Obsahuje:	Přístroj, kyvety na vzorky, kalibrační standardy StablCal, silikonový olej, utěrka pro čištění kyvet, protiprachový kryt, návod, napájecí kabel se zástrčkou pro kontinentální Evropu, filtr EPA, 455 nm barevný filtr, papír do tiskárny
Opakovatelnost:	± 1 % větší hodnota

Podmínky skladování:	-40 °C - 60 °C
Přepřacování křivky /výsledku:	kulatá, se sadou adaptéru
Přesnost:	± 2 % z hodnoty plus 0,01 NTU od 0-1 000 NTU
	± 5 % odečtu od 1 000-4 000 NTU
	± 10 % odečtu od 4 000-10 000 NTU
Příslušenství:	Sada průtokové cely, moduly barevných filtrů, sady adaptérů pro kyvety, sada na odstranění rozpuštěných plynů ve vzorku
Provozní teplotní rozsah:	0 - 40 °C
Režim měření:	NTU, Nephelo, EBC, ABS, %T, barva, ASC
Rozhraní:	Sériové RS232 (obousměrné)
Rozměry (V x Š x H):	156 mm x 400 mm x 305 mm
Rozsah měření:	0 - 9.99 NTU Režim NTU, RATIO zapnutý: manuální
Sériový vstup rozhraní:	Sériové rozhraní RS232 (obousměrné)
Síťové napájení:	-
Stabilization time:	60 min s vypnutým RATIO
Tiskárna:	Zabudovaná (tepelná, 58 mm, až 28 sloupců)
Typ displeje:	Displej LED s osmi číslicemi
Uživatelské kalibrační standardy:	kulatá, se sadou adaptéru
Uživatelské programy:	2
Uživatelské rozhraní:	Angličtina
Zdroj světla:	Halogenová lampa

Jaký je obsah balení

Přístroj, kyvety na vzorky, kalibrační standardy StablCal v zatavených ampulích, silikonový olej, utěrka pro čištění kyvet, protiprachový kryt, návod, napájecí kabel se zástrčkou NA, sestava filtru EPA, sestava 455 nm filtru, papír do tiskárny.