



2100AN IS Laboratorní turbidimetr, ISO, 230 V

Kat. číslo produktu: 4790102

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Navrhované náhrady:
• LPV444.99.00320

Technické údaje

Absorbance:	0.001 Abs v nejnižším rozsahu
Certifikáty:	UL/CSA/CE
Čištění vzduchem:	0.1 scfm při 69 kPa , spojka pro 1/8-palcovou hadičku, maximálně 138 kPa. Suchý dusík nebo přístrojový vzduch.
Doba odezvy:	6,8 s s vypnutým průměrováním signálu
Doba stabilizace:	Okamžitě
Hmotnost:	3.77 kg
Jaký je obsah balení:	Přístroj, kyvety na vzorky, kalibrační standardy StablCal v zatavených ampulích, silikonový olej, utěrka na čištění kyvet, protiprachový kryt, návod, napájecí kabel se zástrčkou pro kontinentální Evropu, papír do tiskárny.
Jazyky manuálu:	Angličtina
Kompatibilita kyvet:	25 mm kulatý
Lamp Type:	Dioda LED 860 ± 30 nm
Max. provozní vlhkost:	90 %
Možnosti napájení:	230 V AC s EU napájecím kabelem
Norma:	EN ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404, NFT 9033
Objem vzorku:	30 mL s 25 mm kyvetou na vzorky 2,5 ml s 12 mm 3,5 ml s 13 mm 5 ml s 16 mm 7 ml s 19 mm
Obsahuje:	Přístroj, kyvety na vzorky, kalibrační standardy StablCal, silikonový olej, utěrka na čištění kyvet, protiprachový kryt, návod, napájecí kabel se zástrčkou pro kontinentální Evropu, papír do tiskárny.
Opakovatelnost:	± 1 % větší hodnota
Podmínky skladování:	-40 °C - 60 °C
Přepracování křivky /výsledku:	kulatá, se sadou adaptéru

Přesnost:	± 2 % z hodnoty plus 0,01 NTU od 0-1 000 NTU
	± 5 % odečtu od 1 000-4 000 NTU
	± 10 % odečtu od 4 000-10 000 NTU
Příslušenství:	Sada průtokové cely, moduly barevných filtrů, sady adaptérů pro kyvety, sada na odstranění rozpuštěných plynů ve vzorku
Provozní teplotní rozsah:	0 - 40 °C
Režim měření:	FNU, FAU, NTU, EBC, ABS, %T, ASC
Rozhraní:	Sériové RS232 (obousměrné)
Rozměry (V x Š x H):	156 mm x 400 mm x 305 mm
Rozsah měření:	0 - 10000 NTU/ FNU
Sériový vstup rozhraní:	Sériové rozhraní RS232 (obousměrné)
Síťové napájení:	115 - 230 VAC; 50 to 60 Hz; 60 VA maximum
Tiskárna:	Vestavěná (tepelná, 58 mm, až 28 sloupců)
Typ displeje:	Displej LED s 8 číslicemi
Uživatelské programy:	2
Uživatelské rozhraní:	Tlačítko
Zdroj světla:	Dioda LED 860 ± 30

Jaký je obsah balení

Přístroj, kyvety na vzorky, kalibrační standardy StablCal v zatavených ampulích, silikonový olej, utěrka na čištění kyvet, protiprachový kryt, návod, napájecí kabel se zástrčkou pro kontinentální Evropu, papír do tiskárny.