



pH test kit, 6.5 - 8.5 pH, model 17H

Kat. číslo produktu: 147008
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Technické údaje

Metoda:	Color disc/Phenol red
Parametr:	pH, mid range
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	200
Přístroj:	17H
Rozsah měření:	6,6 - 8,4 pH
Smallest increment:	0.1 pH
Styl kufříku:	B
Typ testovací soupravy:	17H