



Test kit, phosphate, total ortho-/meta-, model PO-24

Kat. číslo produktu:

225001

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Datum dodání na vyžádání



Kit provides measurement of ortho- (reactive) and meta- (condensed) phosphate (requires hot acid digestion).

Kit provides rapid measurement of ortho- (reactive) and meta- (condensed) phosphate (requires hot acid digestion).

Technické údaje

Metoda:	Color disc/Ascorbic acid
Model:	PO-24
Parametr:	Phosphate, total ortho-/meta- - As PO_4^{3-}
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	100 Clear 100 Turbid
Přepravní hmotnost:	4.5
Rozsah:	0 - 0.8 mg/L PO_4
Rozsah měření:	0 - 0,8
Rozsah měření (2):	0 - 4 mg/L PO_4
Rozsah měření (3):	0 - 40 mg/L PO_4
Smallest increment:	0.02 0.1 1
Styl kufříku:	F
Typ testovací soupravy:	PO-24
Zdroj napájení:	NA