



Sada pro stanovení manganu s diskovým komparátorem, model MN-PAN

Kat. číslo produktu:

2350800

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Mangan způsobuje hořkou chuť vody a při koncentracích nad 0,1 mg/L způsobuje nežádoucí skvrny na prádle a instalatérském příslušenství. Kontrola manganu je důležitá také v nápojovém, papírenském a textilním průmyslu a při výrobě barviv a zpracování potravin. Tato sada stanovuje mangan pomocí jednoduché metody diskových komparátorů (rozsah: 0,05-0,7 mg/L) a obsahuje 50 stanovení.

Jednoduchá a cenově výhodná metoda s diskovým komparátorem je nejpřesnější vizuální metodou stanovení

Sada v odolném přenosném kufříku obsahuje všechna potřebná činidla a přístroje pro provedení analýzy v terénu

Technické údaje

Metoda:	Diskový komparátor/PAN
Parameter:	Manganese
Parametr:	Mangan – jako Mn
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	50
Přepravní hmotnost:	3
Přístroj:	MN-PAN
Rozsah měření:	0 - 0,70 mg/L Mn
Smallest increment:	0,05
Standardní rozsah měření:	0 - 0.70 mg/L Mn
Styl kufříku:	D
Typ testovací soupravy:	MN-PAN