



Testovací sada, 5-EP mg/L tvrdost

Kat. číslo produktu:

145401

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Celková tvrdost, kapková titrace/EDTA, sada s rozsahem 20 - 400 mg/L; obsahuje 100 testů.

Využívá titraci formou počítání kapek - jednoduchá, ekonomická titrační metoda

Sada obsahuje všechna požadovaná činidla a přístroje v robustním kufříku pro analýzu v terénu

Technické údaje

Metoda:	Kapková titrace/
	Práškové reagensie EDTA
Parametr:	Tvrdost, celková - jako CaCO ₃
Platforma:	Drop Count Titration
Počet testů:	100
Rozsah měření:	20 - 400 mg/L CaCO ₃
Smallest increment:	20
Styl kufříku:	B
Typ testovací soupravy:	5-EP MG-L