



Test kit, sulfite, model SU-DT

Kat. číslo produktu:

2063300

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Using the Digital Titrator, this kit contains 100 tests with a range of 10-800 mg/L.

Digital Titrator and standardized titration cartridges provide laboratory accuracy for field titrations

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Technické údaje

Metoda:	Digital Titrator/Iodometric
Nejmenší dílky přírůstku:	0,4-4,0**
Parametr:	Sulfite - As SO_3^{2-}
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	100
Rozsah měření:	4 - 800 mg/L SO_3^{2-}
Styl kufříku:	F
Typ testovací soupravy:	SU-DT