



NI-6 dusitany vysoký rozsah, testovací sada

Kat. číslo produktu:

224000

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Jednoduchý diskový komparátor, metoda: síran železnatý, sada pro stanovení dusitanového dusíku jako NO₂⁻, 100 testů. Rozsah (mg/l): 0-100/40-2 000.

Jednoduchá, nízkonákladová metoda s diskovým komparátorem je nejpřesnější vizuální testovací metoda

Sada obsahuje všechny nezbytné reagentie a zařízení v robustním přepravním kufříku pro analýzu v terénu

Technické údaje

Jaký je obsah balení:	Includes colour disc, comparator box and tubes, reagents, deionised dilution water, instructions and carrying case.
Metoda:	Diskový komparátor/ Síran železnatý
Parameter:	Nitrogen, Nitrite
Parametr:	Dusitanový dusík, vysoký rozsah - jako NO ₂ ⁻
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	100
Rozsah měření:	Single Range
Smallest increment:	2 40
Styl kufříku:	D
Typ testovací soupravy:	NI-6

Jaký je obsah balení

Includes colour disc, comparator box and tubes, reagents, deionised dilution water, instructions and carrying case.