



Bottle, BOD, 300 mL, 24/pk

Kat. číslo produktu:

62124

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

The standard for BOD analysis. Borosilicate clear glass bottles with flared lip and ground-glass stoppers to prevent air entrapment and for water seal. Frosted marking area. Stoppers included. Pack of 24.

Technické údaje

Body Material:	Glass
Kapacita:	300 mL
Materiál:	Borosilicate Glass
Obsah balení:	24 /pk
Package size UOM:	24pk