



Be Right™



Kyveta na vzorek, 1-palcová hranatá skleněná, 2 ks

Kat. číslo produktu:	2612602
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Kyvety jsou přesně spárované. Dodává se v sadě po 2 kusech.

Kyvety jsou přesně spárované. Dodává se v sadě po 2 kusech.

Technické údaje

Délka optické dráhy:	1 palcová hranatá
Materiál:	Sklo
Obsah balení:	2 ks 25 ml, spárovaná dvojice, s víčky