



Průtokový modul DR5000

Kat. číslo produktu:

LZV479

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.

Průtokový modul s manuálním průtokovým systémem pro sériové analýzy s 1" kyvetou a sadou hadiček PP TPE

Technické údaje

Hmotnost:	1,24 kg
Obsahuje:	sestava hadiček, nálevek, průtokové kyvety
Rinsing volume:	nejméně 20 mL na 1 palec optické délky
Rozsah vlnové délky :	190 - 1 100 nm