



Karuselový držák 7 × 1 cm

Kat. číslo produktu:	LZV902.99.00002
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 1 týdne	

Karuselový měnič vzorků umožňuje až sedm sekvenčních měření pro malé série nebo enzymatické metody.

Správa blanku a analytického vzorku pro více kyvet.

Průvodce karuselovým programem umožňuje nastavit různé sekvence pro blank a analytické vzorky.

Automatický výpočet výsledku pro časově závislé měření absorbance u jediného vzorku.

Režim volného programování umožňuje výpočet koncentrace na základě časově závislých měření absorbance.