



Aplikační software pro pivovarnické analýzy

Kat. číslo produktu:	LZW942
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Aplikační software LZW942 obsahuje 12 pivovarnických testů, které je možné pohodlně načíst do spektrofotometru DR6000 přes rozhraní USB. Testy jsou založeny na publikovaných a zavedených pivovarnických metodách podle MEBAK a zahrnují postupy a výpočty pro následující parametry: antokyanogeny, železo, těkavé fenoly, jednotky hořkosti, stanovení jodového čísla, thiobarbiturové číslo kyselosti (TAN), volný aminodusík, alkenoly (reduktony), vicinální diketony.

Metody jsou připraveny k provedení.

Metody jsou vhodné k nahrávání přes USB.

Mějte pod kontrolou několik časově závislých měření.

Funkce časovače upozorňuje na další krok a automaticky spustí hodnocení několika vzorků.

Získejte konečný výsledek bezprostředně po analýze.

Fotometr provádí komplexní výpočet výsledku za vás.