



Kapesní kolorimetr Pocket II Testovací sada pro analýzu bromu

Kat. číslo produktu:

5870001

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Malý velikostí, velký na analýzu, s odolností proti vodě

Přenosný kolorimetr naprogramovaný na stanovení bromu, 0,05-4,5 / 0,2-10,0 mg/L Br₂, metoda DPD. V přepravním kufříku, společně s reagensy, kyvetami a návodem k použití.

Jednoduché: všechny funkce jsou dostupné prostřednictvím pouhých čtyř tlačítek

Napájení: provoz na baterie pro maximálně 2 000 testů

Čitelné odečty i v obtížných podmínkách, díky osvětlení a velkým číslicím na displeji

Spolehlivé výsledky bez připojení k elektrické síti

Robustní konstrukce, ale nízká hmotnost

Technické údaje

Certifikáty:	CE
Číslo metody:	8016
Detektor:	Silicon detector
Displej:	LCD, podsvícený
Hmotnost:	0.23 kg
Jaký je obsah balení:	Kapesní kolorimetr Pocket II, analytický systém, brom, nízký rozsah – 0,05 až 4,50 mg/l Br ₂ , vysoký rozsah – 0,2 až 10,0 mg/l Br ₂ se sadou reagensů (100 testů). Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensů (balení s předváženými dávkami reagensů), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.
Lamp Type:	Dioda LED (Light Emitting Diode)
Metoda:	Kolorimetr/DPD
Parametr:	Brom
Počet testů:	50 - 100
Přesnost vlnové délky:	Fixní vlnová délka ± 2 nm liší se u jednotlivých modelů
Přístroj:	Sada obsahuje PC II
Rozměry (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah měření:	0,05 - 4,50 mg/L Br ₂

Rozsah měření (2):	0,2 - 10,0 Br ₂
Smallest increment:	0.01
	0.1
Stupeň krytí:	IP67 (vyjma prostoru pro baterie)
Vlnová délka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Vysvětlivka:	*mg/l pokud není uvedeno jinak; ppb = µg/l; ppm = mg/l.; gpg = zrna na galon; 1 gpg = 17,1 mg/l nebo 17,1 ppm. 1 Metoda uznaná EPA pro odpadní vodu. Prověřte u vašeho kontrolního úřadu.

Jaký je obsah balení

Kapesní kolorimetr Pocket II, analytický systém, brom, nízký rozsah – 0,05 až 4,50 mg/l Br₂, vysoký rozsah – 0,2 až 10,0 mg/l Br₂ se sadou reagensů (100 testů). Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensů (balení s předváženými dávkami reagensů), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.