



Kapesní kolorimetr POCKET II Testovací sada určená pro analýzu železa

Kat. číslo produktu:

5870022

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Malý velikostí, velký na analýzu, s odolností proti vodě

Přenosný kolorimetr naprogramovaný pro stanovení železa, metoda FerroVer. V kufříku na přenášení, společně s činidly, kyvetami a návodem k použití.

Jednoduché: všechny funkce jsou dostupné prostřednictvím pouhých čtyř tlačítek

Napájení: provoz na baterie pro maximálně 2 000 testů

Zřetelné odečty: i v obtížných podmínkách díky osvětlení a velkým číslicím na displeji

Spolehlivé výsledky bez připojení k síti

Robustní konstrukce, ale nízká hmotnost

Technické údaje

Certifikáty:	CE
Číslo metody:	8008
Detektor:	Detektor křemíku
Displej:	Displej LCD, podsvícený
Hmotnost:	0.23 kg
Jaký je obsah balení:	Kapesní kolorimetr Pocket II, analytický systém, pro stanovení železa pomocí reagentie FerroVer® (1,10-fenantrolin). Testovací rozsah: 0,02 až 5,00 mg/l. Obsahuje přístroj kapesní kolorimetr Pocket II pro stanovení železa, sadu reagentií (100 testů), návod a kufřík na přenášení. Schváleno organizací USEPA/přijato pro odpadní vody (je nutný rozklad). Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagentií (balení s předváženými dávkami reagentií), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.
Lamp Type:	Dioda LED (Light Emitting Diode)
Metoda:	Kolorimetr/ FerroVer (celkový obsah Fe)
Parametr:	Železo, střední rozsah
Počet testů:	100
Přesnost vlnové délky:	Fixní vlnová délka ± 2 nm liší se u jednotlivých modelů

Rozměry (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah měření:	0,02 - 5,00 mg/L Fe
Smallest increment:	0.01
Stupeň krytí:	IP67 (vyjma prostoru pro baterie)
Styl kufříku:	D
Vlnová délka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Jaký je obsah balení

Kapesní kolorimetr Pocket II, analytický systém, pro stanovení železa pomocí reagentie FerroVer® (1,10-fenantrolin). Testovací rozsah: 0,02 až 5,00 mg/l. Obsahuje přístroj kapesní kolorimetr Pocket II pro stanovení železa, sadu reagentií (100 testů), návod a kufřík na přenášení Schváleno organizací USEPA/přijato pro odpadní vody (je nutný rozklad). Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagentií (balení s předváženými dávkami reagentí), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.