



Tužkový tester pH Pocket Pro

Kat. číslo produktu: 9531000
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Eliminujte odhady při měření.

Modely Hach Pocket Pro a Pro+ byly navrženy pro získávání přesných výsledků. Obsahují integrovanou diagnostiku výkonu, takže nemusíte nikdy hádat, kdy máte senzor vyčistit nebo zkalibrovat. Získáte rovněž vyměnitelné baterie pro pohodlné napájení v terénu a velkou, čitelnou LCD obrazovku.

Důvěra ve výsledky

Jednoduché kroky kalibrace a vestavěná diagnostika pro testery pH eliminují odhady při kalibraci senzoru, díky tomu se uchová v optimálním stavu.

Úspora času a nákladů

Snadno vyměnitelné baterie AAA a šikovně řešená vzorkovnice zjednodušují údržbu i měření.

Snadné použití

Velká obrazovka LCD je snadno čitelná; modely Pocket Pro⁺ jsou vybaveny podsvícením, což umožňuje měření při téměř jakémkoli osvětlení.

Technické údaje

Jaký je obsah balení:	Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk a stručný návod.
Jazyky manuálu:	angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština
Kalibrace:	3 body
Objem vzorku:	7 ml
Parametr:	pH, teplota
Podsvícení:	Ne
Požadavky na baterie:	4, AAA
Přesnost:	0,1 pH
Provozní teplotní rozsah:	0 - 50 °C
Rozlišení:	0,1 pH
Rozsah:	0,0 - 14,0 pH
Stupeň krytí IP krytu:	IP67
Záruka:	6 měsíců
Zdroj napájení:	Baterie (viz Požadavky na baterie)
Životnost baterie:	200

Jaký je obsah balení

Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk a stručný návod.