



Sension+ MM 340 Laboratorijski mjerač pH i iona, GLP, bez elektroda

Kat. číslo produktu: LPV2200.98.0002

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Základní laboratorní SLP měřicí přístroj pro měření pH a ISE. S magnetickou míchačkou, držákem sondy, roztoky (pH 4, pH 7, pH 9 a KCl), kalibračními nádobkami s magnetickým míchacími tyčinkami a návodem k použití.

Bez elektrod.

Systém „vše v jednom“ s navigací v menu usnadňuje a urychluje elektrochemické měření. Každý systém je navržen pro použití v široké škále aplikací.

Comprehensive Lab station

Reproducible conditions, easy to use.

Low consumable demand.

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru :	Standardy IUPAC (DIN 19266) nebo technický pufr (DIN 19267)
Certifikáty:	CE.WEEE
Délka:	-
Displej:	Podsvícený grafický displej LCD
Export dat:	Data do počítače PC lze stahovat přes sériové rozhraní nebo sériové rozhraní a USB kabel.
Funkce SLP:	Možnost pro obousměrnou kontrolu z počítače PC.
Hmotnost:	Yes
ID výsledku:	1100 g
Jazyky rozhraní:	Čas, ID uživatele, ID vzorku apod.
Kalibrace pH elektrody:	English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese
Kalibrace sondy pro rozpuštěný kyslík:	1 to 3 points calibration within selected buffer set or user defined buffer
Kalibrační interval/upozornění/připomenutí:	-
Kapacita interní paměti pro výsledky:	Připomenutí 1 hodiny až 7 dní
Koncentrace:	330 per Channel
Koncentrační křivky:	-
Měření konduktivity do ustálené hodnoty:	-

Měření konduktivity: teplotní korekce:	-
Měření mV:	±2000 mV
Měření pH:	-2 pH - 16 pH
Měření rezistivity:	-
Měření rozpuštěného kyslíku:	-
Měření TDS (rozpuštěné látky):	-
Napájení:	115/230 V s univerzálním napájecím adaptérem
Napájení a USB konektor:	Yes
Parametr:	pH, mV, ISE, ORP/Redox, teplota
Podmínky prostředí: relativní vlhkost:	< 80 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Podmínky prostředí: teplota:	0 - 40 °C (41 - 104 °F)
Podsvícení:	Yes
Přesnost:	ORP: 0,2 mV
Přesnost pH:	≤0.002 pH
Přesnost teploty:	≤ 0.2 °C
Přístroj:	MM340
Provozní rozhraní:	Klávesnice
Rozlišení:	-
Rozlišení mV:	0.1/1 mV
Rozlišení pH:	Volitelné možnosti 0.01 - 0.1 pH 0,001; 0,01 a 0,1 pH
Rozlišení rozpuštěného kyslíku:	-
Rozlišení salinity:	-
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozměry (V x Š x H):	110 mm x 350 mm x 201 mm
Rozsah měření:	±2000 mV
Rozsah měření salinity:	-
Rozsah měření teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Sada?:	Ne
Simultánní měření:	2 channels
Software pro přenos dat do PC:	Yes, Optional
Stolní:	Ano
Stupeň krytí IP krytu:	IP42
Teplotní kompenzace:	S teplotní sondou Pt 1000 nebo pomocí klávesnice
Tiskárna:	Volitelné příslušenství
Typ displeje:	128 x 64 pixelů Naměřené hodnoty ze dvou sond mohou být načítány a zobrazovány postupně.
Ukládání dat:	Datum a čas, ID přístroje, ID vzorku
Včetně sond?:	Ne
Vstupy:	2 BNC, 2 ref., Pt1000
Výstup:	RS-232 (obousměrný), USB
Záruka:	36 měsíců