



Be Right™



sensION+ přenosná pH elektroda s automatickou teplotní kompenzací, 5051T pro PH1, nízké nároky na údržbu, pevný elektrolyt (znečištěné vzorky)

Kat. číslo produktu: LZW5051T.97.002
CZK Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

pH elektroda s otevřenou kruhovou diafragmou a pevným elektrolytem. Automatická teplotní kompenzace. Skleněné tělo. Rozsah 2 – 14 pH, 0 – 80 °C. 1m kabel. Pro přenosné měřicí přístroje.

Elektroda je vhodná pro (velmi znečištěnou) odpadní vodu, mléko, džusy a aplikace v potravinářství. Polypropylenový ochranný kryt k měření chrání před náhodným poškozením elektrody.

Ergonomické a robustní

Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

Integrované teplotní čidlo

Nízké nároky na údržbu

Technické údaje

Délka:	85 mm (s/bez rukojeti)
Délka kabelu:	1 m
Konektor:	Sension+ MP5
Materiál:	Tělo elektrody: sklo
Parametr:	pH
Plnicí roztok:	Pevný polymer bez možnosti doplnění
Přesnost:	0,02 pH s pH1 metrem
Rozměry (H x D):	12 mm x 85 mm (s/bez rukojeti)
Rozsah měření:	2 - 14 pH
Solný můstek elektrody:	Otevřené
Speciální funkce:	S ochranným krytem k měření. Pevný gel pro vzorky s vysokým obsahem pevných částic.
Teplotní rozsah:	0 - 80 °C
Termistor:	Pt1000
Typ:	Přenosné
Typ elektrody:	Přenosná
Typ senzoru:	Sklo