



Sension+ přenosná pH elektroda s automatickou teplotní kompenzací, 5052T pro PH1, diafragma z PTFE (problematické vzorky)

Kat. číslo produktu: LZW5052T.97.002
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Gelová pH elektroda s porézní kruhovou diafragmou z PTFE. Automatická teplotní kompenzace. Skleněné tělo. Rozsah 0 – 14 pH, 0 – 100 °C. 1m kabel. Pro přenosné měřicí přístroje.

Elektroda je vhodná pro problematické vzorky, např. vzorky s nízkou iontovou silou, krémy nebo viskózní vzorky. Měření při vysokých teplotách až do 100 °C. Dodávána s ochranným krytem k měření chránícím před náhodným poškozením.

Ergonomické a robustní
Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

Integrované teplotní čidlo

Nízké nároky na údržbu

Technické údaje

Délka:	85 mm (s/bez rukojeti)
Délka kabelu:	1 m
Konektor:	Sension+ MP5
Materiál:	Tělo elektrody: sklo
Parametr:	pH
Plnicí roztok:	Gel bez možnosti doplnění
Přesnost:	0,02 pH s pH1 metrem
Rozměry (H x D):	12 mm x 85 mm (s/bez rukojeti)
Rozsah měření:	0 - 14 pH
Solný můstek elektrody:	Porézní kruhový PTFE
Speciální funkce:	S ochranným krytem k měření. Pro nízkou iontovou sílu a/nebo vysokou teplotu.
Teplotní rozsah:	0 - 100 °C
Termistor:	Pt1000
Typ:	Přenosné
Typ elektrody:	Přenosná
Typ senzoru:	Sklo
Záruka:	6 měsíců