



Železo, reagencie, polštářky s práškem (TPTZ), 0,012 - 1,800 mg/L Fe

Kat. číslo produktu:

2275699

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Práškové činidlo v zatavených sáčcích pro stanovení nízkých koncentrací železa. Pro 25mL vzorek. 100/balení

Technické údaje

Číslo metody:	8112
Metoda:	TPTZ
Obsah balení:	100 /pk
Parametr:	Železo
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah měření:	0,012 - 1,800 mg/L Fe