



Molybden, sada reagensí, polštářky s práškem, 0 - 35,0 mg/L Mo

Kat. číslo produktu:

2243400

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové reagensie v zatavených sáččích pro stanovení molybdenu, kolorimetrická metoda s kyselinou merkaptotoctovou. Pro vzorek 25 mL.

Pro stanovení molybdenu metodou s kyselinou merkaptotoctovou (metoda Hach 8036). Rozsah: Až do 35,0 mg/L jako Mo_6^{+} . Velikost vzorku: 25 mL. Sada obsahuje: MolyVer 1, 2 a 3, molybden, reagensie, polštářky s práškem, pro 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8036
Metoda:	Kyselina merkaptotoctová
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah měření:	0 - 35,0 mg/L Mo
Stojan na vzorek:	25 mL