



Be Right™



## Sada činidel pro stanovení molybdenu, LR, Molybden, sada reagensií, 0,02-3,00 mg/L Mo

Kat. číslo produktu:

2449400

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení molybdenu, metoda ternární sloučeniny. Pro 20mL vzorek.

Pro stanovení nízkého rozsahu molybdenu/molybdenanu metodou ternární sloučeniny.

Metoda Hach 8169.

Rozsah: 0,02-3,00 mg/l. Velikost vzorku: 20 ml.

Sada činidel obsahuje: práškové reagentie pro stanovení molybdenu (LR) a roztok pro stanovení molybdenu pro přibližně 100 stanovení.

---

### Technické údaje

Číslo metody:

8169

Metoda:

Ternární sloučenina

Parametr:

Molybden, molybdenan

Počet testů:

100

Přístroj:

Vše s výjimkou DR/3000, DR/2000, DR/820

Rozsah měření:

0,02 - 3,00 mg/L Mo